

Laboratórne cvičenie č.

Téma: Meranie objemu

Úloha: Zostrojte odmerný valec

Pomôcky: plastová fľaša, striekačka, lepiaca páska, nádoba s vodou

Teória: Odmerný valec nám slúži na meranie objemu.

Postup:

1. Fľašu odstrihneme do požadovaného tvaru.
2. Nalepíme stupnicu.
3. Stupnica bude mať 50ml-ové dieliky.
4. Stupnicu nalepíme lepiacou páskou aby sa nerozpila.

Vypracovanie a náskres:

Záver-otázky:

1. Aký max. objem odmeria náš odmerný valec?
2. Aká je chyba nášho odmerného valca?