

# Laboratórne cvičenie č.

**Úloha:** Počas 20 minút merajte teplotu chladnúcej vody, meranie zapíšte do tabuľky a zostrojte graf.

**Pomôcky:** nádoba s horúcou vodou, teplomer, pravítko

**Postup:**


1. Každú minútu počas 20 minút odmeriame a zapíšeme do tabuľky teplotu vody.
2. Z nameraných hodnôt zostrojíme graf.
3. Zistíme aká je závislosť teploty chladnúcej vody od času.

## Meranie:

čas/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
t/°C																					

## Graf:

t/°C



## Záver: